

BL21 152: Kjølerom

(Rutinen ble sist oppdatert 16.04.13)

Hoved-/romansvarlig: Anne-Lise Rishovd, kontor 269, tlf. 44945

Opplæringsansvarlig: Forskningsgruppene

AKTIVITETER

- - Oppbevaring av løsninger etc. ved+ 4 grader.
- - Metoder som skal gjøres ved +4 grader.
- - N2 tanken og påfyllingstank

REGLER

- Generelle laboratorie regler
- Regler for håndtering av flytende nitrogen

INSTRUMENTER/UTSTYR

Navn/type	Instrumentansvarlig	Opplæringsansvarlig	Anmerkninger
BioRad Power Pac 300	Anne-Lise Rishovd	Forskningsgruppene	
Planrister GFL 3005	Anne-Lise Rishovd	Forskningsgruppene	
Roller Mixer SRT2 Stuart Scientific	Anne-Lise Rishovd	Forskningsgruppene	
Sentrifuge Wifug	Anne-Lise Rishovd	Forskningsgruppene	
Roller Labinco	Anne-Lise Rishovd	Forskningsgruppene	
LS4800 Taylor Wharton Nitrogentank	Mona Gaarder	Mona Gaarder	

RISIKOVURDERING

Risiko	Forebyggende tiltak
Flytende nitrogen	Vernemaske pleksiglass, vernehansker isolerte, frakk
Blottebuffer, metanolholdig	Nitrilhansker, vernebriller

HMS – INSTALLASJONER

- Verneutstyr for håndtering av flytende N₂